

EpiShuttle[®] et transports pédiatriques

Retour en images sur les tests effectués au CHU de Rennes et propositions d'adaptations aux transports pédiatriques

Noémie Carayon¹, Théophile Gaillot², Mohamed Saidani³, Laurent Goix⁴


1, Cadre de Santé, Coordinatrice de la mission SSE ESR Rennes, Conseillère Technique Santé SSE, Zone de Défense et de Sécurité Ouest / Région Bretagne

2. PH réanimation pédiatrique, GT équipe nationale pédiatrique COREB, correspondant pédiatrique SSE CHU Rennes

3. PH SAMU Zonal – SAMU 35 – SMUR Rennes – CESU 35 – Conseiller Technique Santé SSE NRBC-e, Zone de défense et sécurité Ouest

4. PH SAMU Zonal – SAMU 35 – SMUR Rennes – CESU 35 – Référent SAMU de Zone, Conseiller Technique Santé SSE NRBC-e, Zone de défense et sécurité Ouest

EpiShuttle[®] et transports pédiatriques



Contexte

- EpiShuttle® destiné aux patients dont la taille ≥ 140 cm
- Comment transporter les patients < 140 cm ?
 - **Enfants ≤ 5 kg**
 - **Enfants >5 kg (et <140 cm)**



Enfants ≤ 5 kg





Enfants $\leq 5\text{kg}$
CORBEN[®], ref.IM01.06.5165.





Enfants \leq 5kg
CORBEN®, ref.IM01.06.5165.





Enfants $\leq 5\text{kg}$
CORBEN®, ref.IM01.06.5165





Enfants $\leq 5\text{kg}$ CORBEN[®], ref.IM01.06.5165



Matelas pédiatrique à dépression à billes
compartimentées conçu pour transporte run
nourrisson en incubateur,
CORBEN[®], ref.IM01.06.5165.
Utilisable de -30° à +70°
Conforme aux normes EN1865
Certification CE **BILISATION**




SAMU 35
SMUR de Rennes

EpiShuttle®



8 POINTS DE FIXATION

3 SANGLES PATIENTS



FIXATIONS HAUTES

Sangles jaunes sur le cadre
Sangles rouges sous le cadre





FIXATIONS BASSES
Sangles jaunes sur le cadre
Sangles rouges sous le cadre



NB: possibilité d'ôter les sangles « épishuttle »

Enfants $> 5\text{kg}$ et $< 140\text{ cm}$



Enfants > 5kg et < 140 cm



Enfants $> 5\text{kg}$ et $< 140\text{ cm}$



Enfants > 5kg et < 140 cm

HARNAIS A DEPRESSION PEDIATRIQUE 3 A 36 KG REF. BABY GUARD)



Enfants > 5kg et < 140 cm

HARNAIS A DEPRESSION PEDIATRIQUE 3 A 36 KG AVEC SAC (REF. BABY GUARD)



Ce dispositif 2 en 1 remplace le matelas à dépression et le harnais de maintien pédiatrique.

Un harnais 5 points avec boucles métal réglables
3 sangles boucle métal réglables de fixation au
brancard

Conforme aux normes en vigueur


Dimensions : 1 x 0,70 m. Epaisseur : 5 cm. Poids : 2,5 kg





FIXATION HAUTE SOUS L'ARMATURE FACILE ET RAPIDE





FIXATION BASSE SOUS L'ARMATURE FACILE ET RAPIDE





NB: Possibilité de fermer les sangles « épishuttle »









Patients de 3 à 36 kg ?



Ok aussi avec un nourrisson... bien que le matelas CORBEN® paraisse plus adapté pour les moins de 5 kg

> 5 kg et < 140 cm

0 - 5 kg



Harnais BABY GUARD®

Matelas CORBEN®



Merci !

> 5 kg et < 140 cm

0 - 5 kg



Harnais BABY GUARD®

Matelas CORBEN®



Notre site internet :

<https://www.coreb.infectiologie.com/>

Notre page LinkedIn :

<https://www.linkedin.com/company/mission-coreb-nationale>

Notre newsletter :

<https://www.coreb.infectiologie.com/fr/newsletter-fr-html.html>

Nous contacter :

<https://www.coreb.infectiologie.com/fr/contact.html>



La mission COREB nationale anime le réseau des ESR pour la prise en charge des patients REB :



En diffusant une **veille** bimensuelle



En proposant des **formations** et des outils pour concevoir des formations REB ;



En partageant l'expertise REB en produisant des **procédures et des référentiels** ;



En accompagnant les professionnels lors de situations d'alerte REB ou SSE REB par le **partage d'expérience**.



En **communiquant** sur différents réseaux pour mettre en avant ses productions